


# SPECIALTIES

## PRECI-POST POLSKI



CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE

# PRECI-POST

## PRECI-POST M

System do racjonalnego wykonania wkładów k-k o stoku  $2^{\circ}30'$  na całej długości.

Forma kształt wg Dr. Mooser. Do wykonywania wkładów k-k i inlay-i korzeniowych - pasuje do większości kanałów.

Kolorowe kody żółty i niebieski.



**PRECI-POST M-ZESTAW**



**PRECI-POST M  
SZTYFTY LABORATORYJNE**



**PRECI-POST M  
SZTYFTY DLA LEKARZA**

## PRECI-POST CC

System cylindryczno stożkowy o stożku  $5^{\circ}30'$  w głównej części daje dobrą retencję.

Do wykonywania wkładów k-k i inlay-i korzeniowych - pasuje do większości kanałów.

Kolorowe kody żółty, czerwony, niebieski i zielony.



**PRECI-POST CC-ZESTAW**



**PRECI-POST CC  
POSZERZACZE**



## PRECI-POST M-ZESTAW

# 2001

1 wiertło żółte

1 wiertło niebieskie

25 sztyfty do wycisku żółte opakerowe

25 sztyfty do wycisku niebieskie opakerowe

25 sztyfty laboratoryjne żółte transparentne

25 sztyfty laboratoryjne niebieskie transparentne

## PRECI-POST M-SZTYFITY LABORATORYJNE

Transparentne sztyfty do laboratorium z tworzywa.

Także przy pracy z zestawem do jamy ustnej.

# 2003GL 50 szt żółte  $\varnothing$  średnica 0,80 mm  
długość stożka 10,70 mm, całkowita długość 18,60 mm

# 2003BL 50 szt niebieskie  $\varnothing$  średnica 1,00 mm  
długość stożka 12,30 mm, całkowita długość 22,90 mm

# 2003L 2 x 50 szt opakowanie mieszane  
żółte i niebieskie

## PRECI-POST M-SZTYFITY DLA LEKARZA

Opakerowe sztyfty do pobierania wycisków przez lekarza z retencją dla wszystkich mas wyciskowych

(także posrebrzane dla modeli z tworzyw)

# 2002G 50 szt żółte  $\varnothing$  średnica 0,80 mm  
długość 14,10 mm

# 2002B 50 szt niebieskie  $\varnothing$  średnica 1,00 mm  
długość 16,70 mm

# 2002 2 x 50 szt opakowanie mieszane  
żółte i niebieskie

## PRECI-POST M-POSZERZACZE

Poszerzacze systemu Dr. Moosera

# 2004G 1 szt żółte  $\varnothing$  średnica 0,80 mm

# 2004B 1 szt niebieskie  $\varnothing$  średnica 1,00 mm

# PRECI-POST CC



## PRECI-POST CC-ZESTAW

- # 2050 50 żółtych sztyftów, 50 czerwonych sztyftów, 50 niebieskich sztyftów, 50 zielonych sztyftów
- # 2060 20 żółtych sztyftów, 15 czerwonych sztyftów, 10 niebieskich sztyftów, 5 zielonych sztyftów

## PRECI-POST CC-SZTYFTY Z TWORZYWA

Sztyfty z tworzywa dla laboratorium



- # 2051A 50 szt żółte  $\varnothing$  1,40 mm,  $\varnothing$  średnica 0,65 mm  
długość stożka 4,60 mm, całkowita długość 16,60 mm
- # 2052B 50 szt czerwone  $\varnothing$  1,60 mm,  $\varnothing$  średnica 0,70 mm  
długość stożka 5,60 mm, całkowita długość 18,60 mm
- # 2053C 50 szt niebieskie  $\varnothing$  1,80 mm,  $\varnothing$  średnica 0,75 mm  
długość stożka 6,40 mm, całkowita długość 20,00 mm
- # 2054D 50 szt zielone  $\varnothing$  2,00 mm,  $\varnothing$  średnica 0,80 mm  
długość stożka 7,05 mm, całkowita długość 22,40 mm

## PRECI-POST CC-POSZERZACZE

Poszerzacze cylindryczne



- # 2951A 1 szt żółte  $\varnothing$  średnica 0,65 mm
- # 2952B 1 szt czerwone  $\varnothing$  średnica 0,70 mm
- # 2953C 1 szt niebieskie  $\varnothing$  średnica 0,75 mm
- # 2954D 1 szt zielone  $\varnothing$  średnica 0,80 mm

# PRECI-POST M



# PRECI-POST CC



CEKA AXIAL  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-BALL

**01.**  
**AXIAL**  
**ATTACHMENTS**

CEKA EXTRACORONAL  
CEKA ID  
PRECI-VERTIX  
PRECI-CLIX EC  
PRECI-SAGIX  
PRECI-52

**02.**  
**EXTRACORONAL**  
**ATTACHMENTS**

PRECI-BAR  
PRECI-HORIX  
PRECI-CLIP

**03.**  
**PROFILE**  
**ATTACHMENTS**

PRECI-PROFILE  
**PRECI-POST**  
CEKA SOL  
CEKALLOY  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
PERMA-RET  
PRECI-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO  
CEKA Multi

**SPECIALTIES**

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Prospectus no **261.PL-ed.C**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2013 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

**ALPHADENT NV** • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

**T** +32 56 629 100 - **F** +32 56 629 101 - **E** info@ckpl.eu

